


光感受性視覚刺激ソフトウェア

学術研究用

Video Flash

VDO1000




グラフィカルなパターンを使用する実験を

強力にサポート


- 本製品は、格子模様を使用するVEPや赤・青色の光波長による刺激などの画像・光刺激を発生し、誘発反応検査をサポートします。

## システム構成例




## 画面例

### 刺激選択画面



### 刺激条件作成画面



## パッケージ構成

- Video Flash システム (VDO1000)
  - Video Flash (VDO1010)
  - トリガー入出力BOX(VDO1020)
    - デジタル入出力ボード込み
  - 運用支援 (VDO-TS)
  - 制御装置(デスクトップ型) (VDO1090)
    - 19 インチディスプレイ込み

## 動作環境

- ハードウェア
  - PC/AT 互換機
    - CPU: Pentium II 400MHz または Celeron 400MHz 以上
    - RAM: 64MB 以上
    - ビデオボード: VRAM16MB 以上
    - ※要 DirectX 対応
- ソフトウェア
  - Windows XP / Windows 7 (32bit)

※ Microsoft, Windows は、米国 Microsoft 社の米国および、その他の国における登録商標です。

※ その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

#20150227

有限会社メディカルトライシステム

<http://www.medical-trys.com>

〒187-0031 東京都小平市小川東町 4-5-12 Tel 042-332-6102 Fax 042-332-6103